

Etonic®

MORE THAN 100 YEARS IN SHOE TECHNOLOGY

Ortopædisk Fodtøj specielt velegnet til folk med følgende lidelser:

- Diabetes
- Dårligt blodløb
- Gigt
- Overvægt
- Ledbetændelse

...og/eller folk der stiller store krav til komfort og bevægelseskontrol

Etonic®

MINADO LEATHER



MINADO MC (Motion-Control) familien består af en lædersko, der findes i henholdsvis sort og brun til herre og sort og hvid til damer. Derudover findes MINADO MC i en Mesh udgave til både herre og damer. Læderskoene findes alle i to volumenstørrelser og i tre bredder til herre og to bredder til damer. Meshskoene findes i to volumenstørrelser og to bredder til både damer og herrer.

Art.nr.:
K5290 (bredde B)
K5293 (bredde D)

MINADO MESH DAMER

Etonic®



MINADO MESH HERRER

Art.nr.:
K5283 (bredde D)
K5284 (bredde 2E)

TEKNOLOGI

Med MINADO MC sætter Etonic helt nye standarder indenfor bevægelseskontrol. MINADO MC forener alle elementer i Etonics enestående stabilitetsteknologi, hvilket betyder bedre bevægelighed, støtte og komfort. Først og fremmest bliver fodens landing på jorden støddæmpet, hvilket giver afsmittende positiv effekt på både energiforbrug og de bevægelsesfaktorer – f.eks. Tibia accelerationen – der er knyttet til fodens møde med jorden.

En særlig glasfiberplade i skoene sørger for at afbalancere forbruget af kræfter ved afsæt fra bag- til forfod. Det giver både perfekt støtte og en øget energibesparelse, der især kan mærkes ved længere distancer. Glasfiberpladen støtter hele gangfasen og stabiliserer og støtter den fysiologiske pronation, ved at sålens profiler minimerer afsætningsmodstanden maksimalt. Helt konkret er sålens afsætningszone formet som en rampe, hvilket garanterer, at skoen slipper jorden hurtigt samtidig med, at rampen sikrer en glidende og hurtig overgang til accelerationen.

HVEM HAR GLÆDE AF MINADO MC?

Alle mennesker der har diabetes, dårligt blodomløb, gigt,

overvægt, ledbetændelse – og alle andre, som stiller store krav til komfort og bevægelseskontrol. Der er ingen åbne sømme, ingen steder der trykker – og god affjedring under hele fodens bevægelse. Der er ekstra plads til tærerne, hvilket gør skoene endnu bedre at have på. Den lette forhøjning af fodens bagerste del flytter kroppens tyngdepunkt ganske let fremad, hvilket har en positiv indflydelse på bevægelsesforløbet. Den øgede muskelspænding stimulerer blodomløbet. Der er 3 cm. spillerum til fodens bevægelse i forfodsområdet. Dette aktiverer fleksormusklerne, og sammen med den øgede aktivitet af muskel-venepumpen ved at gå, motionere og løbe, stimuleres tilbagestrømningen af blodet i venerne. Samtidig aflastes knæ- og hofteteled.

Gigtpatienter værdsætter, at MINADO MC er en så let sko, især fordi det ikke er nødvendigt at gå på kompromis med den nødvendige styring. Stabiliteten af MINADO MC overbeviser meter for meter, kilometer for kilometer.

I forbindelse med ledbetændelse er en optimal bevægelseskontrol medialt/lateralt vigtig, og den omtalte glasfiberplade i skoene giver den bedst mulige styring hen over den bagerste del af foden frem til mellemfoden. Bunden af sålen giver yderligere støtte, og en plade af en anden hårdhedsgrad tjener som medial støtte.

At affjedringselementet er fordelt i hele fodens leje gør MINADO MC til en sko, man føler sig rigtig godt tilpas i. Alle kriterier med hensyn til styring og affjedring er i højeste grad opfyldt.

MINADO MC har en god snøring, og de specielle snørebånd øger både stabiliteten og fikseringen af overdelen. Profilen er enestående, og sålen hæfter ekstra godt til underlaget, hvilket giver yderligere sikkerhed. Den hævede bagfod giver foden endnu mere støttende stabilitet.

Styringen, stabiliteten, affjedringen, lethed, de forskellige bredder samt sålens evne til at hæfte godt til underlaget gør MINADO MC til den førende ortopædiske sko til motion og almindelig gang.

MINADO LEATHER DAMER

Art.nr. - hvid
K5289 (bredde B)
K5292 (bredde D)

Art.nr. - sort
K5291 (bredde B)
K5294 (bredde D)



Etonic

MINADO LEATHER HERRER

Art.nr. K5286 (bredde D)
K5287 (bredde 2E)
K5288 (bredde 4E)

MINADO MC kan tilpasses individuelt med mellemindlægssåler i alle størrelser. Samtidig har skoen muligheder for tilpasning via ortopædiske indlæg, hvilket er en kærkommen fordel for mange mennesker med særlige behov.

Ud over gangfunktionerne er komforten også maksimeret i Etonic MINADO MC, der har udvidet tåfelt med ekstra plads til storetåen.

HVILKEN BETYDNING HAR DIABETES I.F.T. MINADO MC SKO TIL MOTION, LØB OG NORMALT BRUG?

Diabetikere lider ofte af en såkaldt mikroangiopati, hvilket betyder, at både blodgennemstrømningen og evnen til at mærke tryk eller smerter i fødder og

hænder er nedsat. Med konventionelle sportssko kan en diabetiker derfor risikere, at skoene trykker uden at diabetikeren selv mærker det, hvilket kan føre til, at der opstår åbne sår. Det er derfor af afgørende betydning, at foden har tilstrækkeligt med plads for at undgå alle former for tryk – og for at sikre en god luftcirkulation. Etonic har udviklet MINADO MC specielt med henblik på disse krav med forskellige bredder og to indlægssåler, hvilket giver flere muligheder med pasformen.

MINADO MC er en fantastisk funktionel sko og samtidig en moderne sko med lang levetid både til almindeligt brug (læder) og som løbe-/gåsko (mesh)

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED MINADO MC!

Vidste du i øvrigt....

- at firmaet bag Etonic har produceret sko siden 1876.
- at Etonic er markedsledende indenfor golf, bowling og løb.
- at Etonic har sine rødder i det ortopædiske fodtøj.
- at Etonic i dag har europæisk hovedsæde i Italien og er en del af Lotto Sport, en af verdens største udbydere af sportsudstyr.

Etonic® SIZE CONVERSION CHART

MEN'S

www.etonic.dk

United States	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14	15
United Kingdom	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	12	13	14
Europe	40.5	41	42	42.5	43	44	44.5	45	46	47	48.5	49.5
Japan	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	31	32	33

WOMEN'S

www.etonic.dk

United States	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	11	12
United Kingdom	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8.5	9.5
Europe	36	37	37.5	38	38.5	39	40	40.5	41	42.5	44
Japan	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27.5	28.5

FORHANDLER

Etonic®

Etonic Danmark
C/o SSport Aps
Skodsborg Strandvej 156
2942 Skodsborg
Tel: +45 45 80 72 22
info@ssport.dk